




پورت گذاری
پمفلت آموزشی مددجو

بهار ۱۴۰۰

موارد قابل توجه:

← عفونت ممکن است در داخل لوله یا اطراف پورت ایجاد شود در صورت مشاهده فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

← مشاهده نواحی قرمز و متورم یا دردناک اطراف پوست ناحیه پورت گذاری شده.

← علائمی مانند تب، تنگی نفس، لرز و سرگیجه.

← در صورت لخته شدن خون در داخل پورت و یا عفونت شدید ممکن است نیاز به خروج پورت باشد.

جهت دسترسی به مطالب آموزش سلامت و دانلود پمفلت های آموزش به بیمار

<http://ziaeian.ir> و یا

<http://help.tums.ac.ir>

جهت ارائه پیشنهاد و انتقاد

Ziaeian@tums.ac.ir

نحوه شستشوی پورت:

در ناحیه پورت ۲۰ میلی لیتر سرم نمکی آغشته به مواد ضد انعقاد خون به داخل پورت تزریق می گردد تا از لخته شدن خون داخل پورت جلوگیری شود و سپس سوزن پورت کشیده می شود. اگر بطور منظم از پورت استفاده نشود لازم است پورت ماهیانه توسط پرستار مجرب شستشو داده شود.

آیا وجود پورت در تصویر برداری اختلال ایجاد می کند؟

خیر شما با وجود پورت می توانید سی تی اسکن، ام. ار. ای را براحتی انجام دهید.



وسیله‌ای است که در زیر پوست کار گذاشته می‌شود و نیاز به تزریق از رگ‌های محیطی را بر طرف می‌سازد.

محل کارگذاری آن معمولاً در روی جدار قفسه سینه در سمت راست یا چپ است. هر پورت حدوداً قابلیت ۱۰۰۰ بار تزریق را دارد.

کاربرد پورت:


از طریق پورت می‌توان داروی شیمی درمانی، تزریق خون، آنتی بیوتیک و سرم را بدون نیاز به سوراخ کردن رگ تزریق کرد. همچنین می‌توان در صورت نیاز، برای گرفتن نمونه خون آزمایشات نیز از آن استفاده کرد.

مدت زمان استفاده از پورت:

در صورت استفاده صحیح، پورت را می‌توان برای هفته‌ها و ماهها استفاده کرد و در صورت مراقبت مناسب تا سالها نگهداشت.

نحوه جایگذاری پورت:

توسط جراح عروق و یا جراح سرطان با بی‌حسی موضعی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه گذاشته می‌شود این عمل سرپایی به حساب آمده و دردناک نمی‌باشد.



مراقبت‌های بعد از پورت گذاری:

دو روز بعد از عمل پورت گذاری پانسمان محل پورت تعویض می‌گردد. در هفته اول ممکن است درد خفیف و کبودی را در محل نصب پورت تجربه کنید. جهت رفع این درد مصرف مسکن ساده مانند استامینوفن به شما کمک خواهد کرد. بخیه‌هایی که بر روی پوست زده می‌شود بعد از معاینه و اجازه

بعد قابل کشیدن می‌باشد. ممکن است بخیه‌ها جذبی بوده و نیاز به کشیدن نداشته باشد. در صورت ترشحات چرکی، باقی ماندن قرمزی و تورم اطراف محل پوست بعد از یک هفته حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.

چگونه از پورت استفاده می‌شود؟

استفاده از پورت باید توسط پرستار و یا فرد آموزش دیده و آشنا با پورت و در شرایط کاملاً استریل صورت گیرد.

ابتدا دست‌ها شسته شده و محل با بتادین ضدعفونی گردد و سپس سوزن مخصوص از طریق پوست وارد محفظه می‌گردد در صورت نیاز ممکن است بلافاصله بعد از پورت گذاری از آن برای تزریق استفاده شود.

